

HİCREN


FDA CE NMPA
0197

PERKÜTAN KAVİSLİ KİFOPLASTİ SİSTEMİ (PCKP)




PERKÜTAN KAVISLİ KİFOPLASTİ SİSTEMİ (PCKP)


ÜRÜN TANITIMI




Tek Taraflı Yaklaşım




Büyük Kapasite ve Yüksek Mukavemet



Hedef Enine Genişleme




Güvenli ve Stabil



Kavisli Balon



- Geleneksel PKP ve PCKP tekniği arasındaki karşılaştırmanın sonlu elemanlar analizi




- Tek balon vertebral yükseklik iyileşmesini sağlar



- Doğrudan karşı tarafa ulaşan benzersiz kavisli kavite açma aleti

HICREN PCKP Sistemi		
Ürün adı	Ürün Modeli	Spesifikasyon
Konum Plakası 	SV150	250mm x 220mm
Perkütan Erişim İğnesi 	SV110-3013	Çalışma uzunluğu: 130 mm dış çap: 3.0 mm
	SV110-4213	Çalışma uzunluğu: 130 mm dış çap: 4.2 mm
Kılavuz Tel 	SV221-01	Φ 1.7mm
Vertebral Erişim İğnesi 	SV222-01	Φ 4.2mm
Kılavuz Sistemi	SV220-02	Dilatör + Kılavuz Tel
Kavite Açma Aleti 	SV212-18/22/26	Delme Yarıçapı: 22 mm
Kavisli Balon Kateter 	SV211-18/22/26	Balon Yarıçapı: 22 mm 
Şişirme Pompası 	SV240-30	Maksimum 400psi/30TAM
Kavisli Çimento Uygulama Kanalı 	SV230-18/22/26	

Opsiyonlar		
Ürün adı	Ürün Modeli	Spesifikasyon
Biyopsi İğnesi 	SV110-3519	Φ 3,5 mm (PCKP için)
Çimento Karıştırma Sistemi 	SV120-01	
Çimento Karıştırma Sistemi 	SV120-02	
Kemik Çimentosu Karıştırma Kiti 	SV121-01	
Spinal Kemik Çimentosu 	SV300	20g Toz 10ml Sıvı Orta Viskozite

NINGBO HICREN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

Adres:

Ningbo Genel Merkezi: No.777, Binhai 4th Road, Hangzhou Bay New District, Ningbo, Zhejiang Eyaleti, Çin Halk Cumhuriyeti Şangay Şubesi: No.468, Ziyue Road, Minhang District, Shanghai

E-posta: infb@hicren.com Web sitesi: www.hicren.com



HİCREN


FDA CE NMPA
0197

PERKÜTAN KAVİSLİ VERTEBROPLASTİ SİSTEMİ (PCVP)



PERKÜTAN KAVİSLİ VERTEBROPLASTİ SİSTEMİ (PCVP)


ÜRÜN TANITIMI



01 KEMİK ÇİMENTOSU EKSÜDASYONUNUN YÖN KONTROLÜ

02 NOKTADAN YÜZE ÇOK NOKTALI ENJEKSİYON

03 KEMİK ÇİMENTOSUNUN SIZINTI ORANININ AZALTILMASI



- Tek taraflı ponksiyon, tüm omur gövdesinin sürekli olarak doldurulmasını sağlar



- Anterior enjeksiyon, intervertebral boşluk ve spinal kanal yönünde sızıntıyı etkili bir şekilde önler.

HICREN PCVP Sistemi

Ürün adı	Ürün Modeli	Spesifikasyon
Konum Plakası	SV150	250mm x 220mm
Tek Kullanımlık Perkütan Ponksiyon İğneleri	SV110-3712	Çalışma uzunluğu: 120 mm dış çap: 3.7 mm
Kavisli Çimento Uygulama Kanülü	SV130	

Opsiyonlar

Ürün adı	Ürün Modeli	Spesifikasyon
Biyopsi İğnesi	SV110-2818	Φ 2,8 mm (PCVP için)
Çimento Karıştırma Sistemi	SV120-01	
Çimento Karıştırma Sistemi	SV120-02	
Kemik Çimentosu Karıştırma Kiti	SV121-01	
Spinal Kemik Çimentosu	SV300	20g Toz 10ml Sıvı Orta Viskozite
PCVP Seti	SV100-01	SV130*1 SV120-01*1 SV150*1

NINGBO HICREN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

Adres:

Ningbo Genel Merkezi No.777, Binhai 4th Road, Hangzhou Bay New District,
Ningbo, Zhejiang Eyaleti, Çin Halk Cumhuriyeti Şangay Şubesi: No. 468, Ziyue
Road, Minhang District, Shanghai

E-posta: info@hicren.com Web sitesi: www.hicren.com



@hicrenbiotechnology



hicren_official



HicRen Biotechnology



HicRen Official

